

U.S.A. DELTA[®]

DENTAL MASTER PIECE



Product Catalog
Seventh edition
Catálogo de productos
Séptima Edición



ABOUT US

Acerca de nosotros



Alvaro Castañeda
PRESIDENT

USA DELTA is the result of the experience and the commercial vision of its founder Alvaro Castañeda C. who directly worked over 15 years in the productive area of a world renowned company, dedicated to the manufacturing of dental instruments in the United States, remaining active since then and in constant vanguard of technology.

The first company was founded in 1994 in the city of Medellín, Colombia. It was dedicated to the production and commercialization of dental instruments under the brand name of ALFA; which later was modified to DELTA. It is currently positioned in the national market and has coverage, at an international level, in over fifteen countries. Subsequently, a branch was created in Healeah, FL. U.S. with the name of USA DELTA; which successfully operates supplying America`s market.

USA DELTA es el resultado de la experiencia y la visión comercial de su fundador Alvaro Castañeda C. quien por más de 15 años laboró directamente en el área productiva de una empresa con renombre a nivel mundial, dedicada a la fabricación de instrumentos dentales, establecida en los Estados Unidos, permaneciendo activo desde entonces y a la vanguardia de la tecnología.

En 1994 se fundó la primera empresa en la ciudad de Medellín - Colombia dedicada a la producción y comercialización de instrumental odontológico bajo el nombre de ALFA; marca que luego sería modificada por DELTA, la cual se encuentra posicionada en el mercado nacional y con una cobertura a nivel internacional de más de 15 países. Posteriormente se creó en la ciudad de Hialeah, FL. Estados Unidos, una sucursal con el nombre de U.S.A. DELTA la cual opera exitosamente abasteciendo el mercado de el norte de América.

www.usadelta.com



MANUFACTURING

Fabricación

The manufacturing of the **USA DELTA** instruments demands a lot of concentration and skill. Every single one of them are handcrafted within manual processes of bending, grounding, polishing, finishing, assembling, stamping, etc. Our employees have been trained for the dental instrument manufacturing, executing in each step of the process, a strict Quality control.

All the **USA DELTA** instruments are manufactured with a very high Quality stainless steel, which contains a special blending of carbon & chromium that allow a maximum hardness and an enduring shine.



La fabricación de los instrumentos **USA DELTA** exige mucha concentración y destreza. Todos y cada uno de ellos son fabricados

mediante procesos manuales de doblaje, pulido, brillo, corte, ensamble, marcado, etc. Contamos con un equipo de trabajo altamente calificado y especializado en las diferentes áreas de nuestra compañía brindando así un excelente producto y servicio a nuestros clientes.

Todos los instrumentos **USA DELTA** son fabricados con acero inoxidable de alta calidad, el cual tiene unas mezclas especiales de carbón y cromo que permiten una máxima dureza y un brillo perdurable.



GUARANTEE

Garantía

Any let downs found in one of our **USA DELTA** instruments caused by a fail in the material or that presents some kind of defect in it's sharp end or active part, will be repaired or replaced at no charge.

Cualquier instrumento **USA DELTA** al que se le encuentre alguna falla en su material o que presente algún tipo de defecto en su filo o parte activa, será reparado o reemplazado sin ningún costo.

RETIPPING

Reparación

All the existing instruments in the market can be retipped. It consists on the removal of the old tips from the handle and their replacement for new ones. The cost of this service lets you save up to 50% of the instruments total price.

Todos los instrumentos existentes en el mercado pueden ser reparados. Ésta consiste en remover las puntas deterioradas del mango y reemplazarlas por puntas nuevas. El costo de este servicio le permite ahorrar hasta un 50% del valor real del instrumento.

QUALITY CONTROL

Control de calidad

We are very strict in the Quality control area. All of our instruments are rechecked one by one to be completely sure that our customers will receive a competitive and endurable product.

Somos muy estrictos en el área de control de calidad. Todos los instrumentos son revisados de manera individual para garantizar la calidad de nuestros productos y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes.



INDEX ÍNDICE

Pg.

DIAGNOSTIC
Diagnóstico

4 - 10

PERIODONTAL
Periodoncia

11 - 17

PERIODONTAL SURGERY
Cirugía Periodontal

18-20

BLACK LINE
Linea Negra



21-22

RESTORATIVE
Restauración

23-36

IMPLANTOLOGY
Implantología

37-42

SURGICAL
Cirugía

43-67

ORTHODONTICS
Ortodoncia

68-73

ENDODONTICS
Endodoncia

74-80

LABORATORY
Laboratorio

81

ANEXOS
Annexes

82-83

DIAGNOSTIC DIAGNÓSTICO

U.S.A. **DELTA**[®]
DENTAL MASTER PIECE

HANDLE OPTIONS Opción de mangos

Explorer and Probe handle options.

Mangos opcionales para explorador y sonda.

14 8mm



#4 8mm



#15 10mm



14 8mm



#4 10mm



#15 10mm



14A 8mm



#15A 10mm



#3 8mm



#5 4.76mm



The USA DELTA explorers are designed with an active point made in stainless steel and a special blending of components that give them resistance and optimum flexibility.

Los exploradores USA DELTA están diseñados con punta activa en acero inoxidable con una mezcla de componentes que le dan una óptima flexibilidad y resistencia.



Used for caries and calculus detection.
Usado para detectar caries y cálculos.

EXPLORERS Exploradores



TNEXD5



EXD5



EXD5G



EXD3CH



EXS23



EXS6
6.5 mm.



EXS6A
12 mm.



EXD11/12


Used for posterior calculus
detection in deep pockets.
Usado para detectar
cálculos posteriores en
bolsas profundas.

DIAGNOSTIC DIAGNÓSTICO

PROBES Sondas



The probes are color-coded with black markings that do not flake or fade.
Estas sondas tienen pintas negras codificadas que no se quiebran ni se borran.

SINGLE END PROBES Sondas de una punta



PROBES Sondas

DOBLE END PROBES Sondas de doble punta



FURCATION PROBES Sondas de furca


(3-6-9-12)

DIAGNOSTIC DIAGNÓSTICO

U.S.A. **DELTA**[®]
DENTAL MASTER PIECE


PROBES/L Sondas/L

Special L design for posterior region.
Diseño en L para la región posterior.



EX/PROS

A combination of Explorer 23 and Probe specially designed for dental examination.
Combinación de Explorador 23 y Sonda diseñado especialmente para evaluación dental.



With serrated end for maximum grip.

Pinza algodонера con dentados en sus puntas para un máximo agarre.

DRESSING PLIERS

Pinza algodонера



DP1

Perry



DP17



DP18L

Locking

DIAGNOSTIC DIAGNÓSTICO

MIRRORS Espejos

Cone socket and simple stem mouth mirrors.
Espejos bucales con cabo cónico y cabo sencillo.

MIRROR SPECIFICATIONS

/ Front surface /Rhodium coated
/ Autoclavable to 275° F or 134° C, 18 min.
/ Dry heat to 350° F or 160° C, 2 hr.
/ Clear distortion free

ESPECIFICACIONES DE LOS ESPEJOS

/ Superficie frontal y recubrimiento de Rodio
/ Autoclavable hasta 275° F ó 134° C, 18 min.
/ Calor seco hasta 350° F ó 160° C, 2 hr.
/ No distorsiona

MIRROR HANDLES Mangos para espejo



MHE1A
Simple Stem
Mirror Handle
4.76mm

MHE1
Simple Stem
Mirror Handle
4.76mm

MHE2
Simple Stem
Mirror Handle
10mm

MHC3
Cone Socket
Mirror Handle
10mm

CONE SOCKET MOUTH MIRRORS Espejos bucales con cabo cónico



MIRCS5

MIRCS4

MIRCS3

EUROPEAN STYLE/SIMPLE STEM Estilo europeo/con cabo sencillo



MIR5

MIR4

MIR3

HANDLE OPTIONS

Opción de mangos

Periodontal curette handles.

Mangos periodontales para curetas



#6
10mm



#6A
10mm



#7
8mm



#15
10mm



#15A
10mm



#11
Single End
8mm



SCN19



SN1/H59



SCN29



SCN39



SCN49


SICKLE SCALERS
Raspadores en hoz

Used to remove supragingival calculus.
Se usa para remover cálculos supragingivales.




SH6/7
Hygienist

SJ30/33
Anterior
Jacquette



SJ31/32
Posterior
Jacquette



SJ34/35
Posterior
Jacquette



SU15/30
Towner
Jacquette




SH5/33




SU15/33
Towner
Jacquette



SH5/U15
Hygienist
Towner



SN 135



SMO/00
Morse



SICKLE SCALERS

Raspadores en hoz



S204



S204S
For posterior
supragingival
interproximal
scaling



SCK-6
Crane-Kaplan



ST2/3
Taylor
posterior



S3/4



S129
Posterior



CVW18



CVW18T



SKRA1



SKRA2



SKRA3


SCALER CURETTES

Curetas

McCALL



SM13/14S

Round tip available (SM13/14)
 Disponible en punta redondeada (SM13/14)


SM17/18

Pointed tip available (SM17/18S)
 Disponible en punta aguda (SM17/18S)

CATTONI


S103/106

S107/108

CURETTES UNIVERSAL

Curetas universales

LANGER CURETTES


SL1/2

Available in Rigid (SL1/2R)
 Disponible en Grueso (SL1/2R)

Used for Mandibular Posterior.


SL3/4

Available in Rigid (SL3/4R)
 Disponible en Grueso (SL3/4R)

Used for Maxillary Posterior.


SL5/6

Available in Rigid (SL5/6R)
 Disponible en Grueso (SL5/6R)

Used for Maxillary and Mandibular Anterior.


SL17/18

Used for Maxillary and Mandibular Posterior.

CURETTES UNIVERSAL

Curetas universales

COLUMBIA



SC4R/4L
Anterior
Application

SC13/14
Universal
Application

SC2R/2L
Anterior
Application

YOUNGER-GOOD



SYG7/8

BARNHART



SBH1/2

SBH5/6

GOLDMAN-FOX



SGF4

Available SGF1, SGF2, SGF3.
Disponible SGF1, SGF2, SGF3.

PERIODONTAL PERIODONCIA


U.S.A. **DELTA**[®]
DENTAL MASTER PIECE

GRACEY CURETTES Curetas gracey



SG1/2 *

Used for anterior Incisors and Canines.



SG3/4 *

Short Contra-Angle
for anterior Incisors
and Canines

SG5/6 *

Medium Contra-Angle
for anteriors and
Premolars

SG7/8 *

Medium Contra-Angle
for Premolars and
Molars

SG9/10 *

Long Contra-Angle
for Molars and
Lingual Surfaces

SG11/12 *



Reaches distant
surfaces with
its angulated area

SG13/14 *

Special bend to
reach mesial
posterior surface

SG17/18 *

Used to distal
posterior surface.



SG7/8


Standard Gracey
Curette

SG7/8

After Gracey
Curette. The shank
is 3 mm. Longer
than the Standard
Gracey

SG7/8

Mini Gracey
Curette. Reduced
blade half the length
of the After Gracey



TNSG7/8

Titanium Gracey
Curette

TNSG11/12

Titanium Gracey
Curette

TNSG13/14

Titanium Gracey
Curette



Available in Rigid and Extra-Rigid.
Disponibles en Grueso y Extra-Grueso.



Available in Mini Gracey and After Gracey.
Disponibles en Mini Gracey y After Gracey.

ULTRASONIC INSERTS

Insertos ultrasónicos



PERIODONTAL SURGERY

CIRUGÍA PERIODONTAL

PERIODONTAL KNIVES

Bisturíes periodontales



KK15/16

Kirkland



K01/2

Orban



K01/2T

Thinner Than
Standard Orban



KGF7

Goldman Fox
7



KGF11

Goldman Fox
11



KPA

Allen

PERIODONTAL FILES

limas periodontales

Both sides of the file allow push or pull application.

Ambos lados de la lima permiten empujar o halar.



TKN1X



TKN2X




FS1/2S

Sugarman File
Macial / Distal



FS3/4S

Sugarman File
Bucal / Lingual



FS9/10S

Schluger Curved
File



FB11/12

Buck Straight
File

PERIODONTAL SURGERY

CIRUGÍA PERIODONTAL

19

PERIODONTAL CHISELS

Cinceles periodontales

Used to remove and reshape bones.
Usados para remover y pulir huesos.



CO1
Ochsenbein

CO2
Ochsenbein

CO 3
Ochsenbein

CO 4
Ochsenbein

C36/37
Rhodes / Back-Action

CKN1/2
Kramer-Nevins

S13K/TG
Kirkland

CTG

CTG-O

MISCELLANEOUS
Misceláneas

R4
Cleveland
13.5 cm. / 5 1/4"




SP20



NHTCS14
Castroviejo Needle
Holders
MAXI-SHARP
Straight
14 cm. / 5 1/2"



NIPS
Goldman-Fox
/ Bone and
Soft Tissue



NHCWTC
Crile-Wood
15 cm. / 6"

LUXATING ELEVATORS Elevadores de luxación



EL2SB

2 mm



EL2CB

2 mm



EL3SB

3 mm



EL3CB

3 mm



EL4SB

4 mm



EL4CB

4 mm



EL5SB

5 mm



EL5CB

5 mm

BLACK LINE LÍNEA NEGRA

U.S.A.  DELTA[®]
DENTAL MASTER PIECE



TNP/BUSER



TNK01/2T



TNSG7/8



TNSG11/12



TNSG13/14



KK15/16B



P9B

HANDLE OPTIONS Opción de mangos



#12-12A
6.35mm



#14
8mm



#14A
8mm



#15
10mm




#15A
10mm



#16-16A
6.35mm



#22
6.35mm



EXC5

Aluminum Titanium Nitride (AlTiN) coating that forms an extremely

Cubierta en Aluminio Titanio Nitrato (AlTiN) que forma una superficie extremadamente dura y lisa resistente a rayones y adherencias.

COMPOSITE INSTRUMENTS

Instrumentos para obturación
plástica y composite

TITANIUM ANTERIOR KIT

Juego de titanio anterior



TNCIGFTMI3

TNCVIPC

Micro-Mini

TNPFIA6

For adaptability,
the thin blades
are opposed to
any situation

TNCPFI5

Inside
/ Outside Curve

TNCIGFT3

COMPOSITE INSTRUMENTS

Instrumentos para obturación
plástica y composite

Aluminum Titanium Nitride (AlTiN) coating that forms an extremely

Cubierta en Aluminio Titanio Nitrato (AlTiN) que forma una superficie
extremadamente dura y lisa resistente a rayones y adherencias.

TITANIUM ANTERIOR KIT

Juego de titanio anterior



TNCCI1S

TNCCI1

TNCCI2

TNPFIAB1

TNPFIAB2

TNCCIC

TNCCIA

TITANIUM ANTERIOR & POSTERIOR KIT Juego de titanio anterior y posterior



TNCIPCS
Micro-Mini



TNCIPCM



TNCIPCL



TNCIPCXL



TNCIGFT1



TNCIGFTMI1
Used for preparing
tunnels or minor
tooth defects on
lower anteriors



TNCIGFT2



TNPFIW3

TITANIUM POSTERIOR KIT

Juego de titanio posterior



TNCFIS/M

Round Cone Shape
/ Used to provide
improved contact
forming

TNBBDH

TNPLG5A

TNBBL2

TNB827/29

Used to blend
material for
final contouring

TNPKT3

TNB821

Acorn-Shaped
Instrument for
forming occlusal
anatomy

TNB821B

Acorn-Shaped
Instrument for
forming occlusal
anatomy

TNPF1G4/5

Gregg,
Off angle

TNCIGFTMI4

TNPF17

RESTORATIVE RESTAURACIÓN

U.S.A. **DELTA**[®]
DENTAL MASTER PIECE

CHISELS Cinceles

Used to reshape the cavity
Usados para redefinir bordes en la
preparación cavitaria.



CP1/2
Wedelstaedt
(20-15-3)

CP3/4
Wedelstaedt
(11.5-15-3)

CP5/6
Wedelstaedt
(15-15-3)

CP11/12
Binangle
(15-8-8)

CP22
(10-4-14)

MARGIN TRIMMERS Recortadores de margen



MT26
Distal
(13-95-8-14)

MT27
Madal
(13-80-8-14)

MT28
Distal
(10-95-7-14)

MT29
Madal
(10-80-7-14)

EXCAVATORS Excavadores

OVAL SPOONS Cucharillas ovaladas

SPOONS Cucharillas

BLADE Hoja

1.15 mm.



EXC38/39
(11.5-7-14)

1.5 mm.



EXC63/64
(15-8-12)

1.0 mm.



EXC55

1.2 mm.



EXC14S

1.5 mm.



EXC17S

1.8 mm.



EXC18S

SPOONS Cucharillas

1.5 mm.



EXC5

0.85 mm.



EXC6

1.5 mm.



EXC14

1.2 mm.



EXC17

1.5 mm.



EXC18

2.0 mm.



EXC19

RESTORATIVE RESTAURACIÓN


U.S.A. **DELTA**[®]
DENTAL MASTER PIECE

BURNISHERS

Bruñidores

Used to condense and polish Amalgama.

Usados para condensar y pulir Amalgama.



BB27/29

BB21/B

BB21

BB26/27

BB34

T-Ball

BB27/34


T-Ball

Used to pack fillings into cavity preparations.

Usados para empaçar rellenos en las cavidades preparadas.

PLUGGERS

Condensadores



APF2

Miller Articulation
Paper Forceps

COMPOSITE PLASTIC FILLING INSTRUMENTS

Instrumentos para obturación plástica y composite

Highly polished stainless steel instruments designed for composite placement and finishing.
Instrumentos en acero inoxidable extra pulido diseñados para plasmar componentes en su terminación.

3.0 mm.

2.7 mm.

0.6 mm.



2.7 mm.

BB21/B



1.7 mm.

BB21



1.2 mm.

PLGMO2

Mortonson



BBPPI



PFI1

Universal

PFIW3

Combination of medium-sized blade with small condenser tip for universal adaptability



CARVERS

Used to carve and trim excess materials.

Usados para escarvar y cortar material excesivo.



CVHL1/2

Hollenback,
Used for placing,
carving, and
contouring
amalgam



CVHL3S

Hollenback,
Same as
Hollenback
1/2 but with
larger blade



CVWR1

Ward



CVWR2

Ward

3.0 mm.

2.0 mm.

1.5 mm.



CD3/6



CD89/92



CD1/2



CVFR2/3

Frahm



CVFR2

Frahm

RESTORATIVE RESTAURACIÓN

U.S.A.  **DELTA**[®]
DENTAL MASTER PIECE

AMALGAM CARRIERS **Porta-amalgama plastico**

Used to carry and dispense amalgam fillings.
Usados para cargar y depositar rellenos de amalgama.



DAPEN



ACSW

PLACEMENT INSTRUMENTS

Instrumentos de colocación

Used to place base within cavity preparations.

Usados para poner base cuando se prepara la cavidad.



PICH1

Calcium
Hidroxide Placer



PICH2

Calcium
Hidroxide Placer



CS9/PICH1

Calcium
Hidroxide Placer

For atraumatic cord placement.

Colocador de cordón sin trauma.

GINGIVAL CORD PACKERS

Empacadores de cordón gingival

GCPBAL

Balshi
Serrated



GCPG7

Guyer
Serrated



GCPYD1

Yardley
Serrated



Disponibles con y sin estrías GCPBALNS , GCPG7NS , GCPYD1NS

Tip #2

Miller
Remover Tip



MCR

Miller
Crown Remover



Tip #1

Miller
Remover Tip



Tip #3

Miller
Remover Tip



RESTORATIVE RESTAURACIÓN

OPTRA CONTACT



OP 1

OP 2

SPATULAS

Espátulas de cemento



CS 9

CS 9/10

MATRIX RETAINERS

Porta matriz



MR

CROWN REMOVERS

Removedores de coronas


CRCH1



CRCH2




CRCH3



CRCH4



TCG



WTCG



IMPLANT & MEMBRANE PLACEMENT SURGERY KIT

kit de cirugía de posicionamiento de implante y membrana

RONGEURS

Pinza gubia



SITCC
Iris
MAXI-SHARP

HM4
Halsted
Mosquito Straight
12.5 cm. / 5"

NHMVTC
Micro-Vascular
MAXI-SHARP

RBey
Beyer
Double Action
18 cm. / 7"



TP41
Adson
Plain
11.5 cm. / 4 1/2"



TP42
Adson
1x2 Teeth
12 cm. / 4 3/4"

Available in **MAXI-SHARP** TP41=TPTC41; TP42=TPTC42.
Disponible en **MAXI-SHARP** TP41=TPTC41; TP42=TPTC42.

CALIPERS Calibradores

Used to measure bone or other oral structures.

Usado para medir hueso u otras estructuras orales.



CLC40CWM
Weiss Modified
Castroviejo Calipers
curved
170 mm



CLC40C
Castroviejo Calipers
Angled
180 mm



CLC40L
Castroviejo Calipers
Straight
180 mm

IMPLANT CHISELS

Cinceles de implantes

**IMCH1/2**
2.5 mm.
/ 3.5 mm.**IMCH2/3**
3.5 mm.
/ 4.5 mm.**IMCH1/3**
2.5 mm.
/ 4.5 mm.**IMCH1**
3 mm.**IMCH3**
4 mm.**IMCH2**
5 mm.**IMCH13K****EXC18S**
Oval Spoons**CL86**
Lucas
Surgical Curette**PPR3/9A**

PERIOTOMES

Periotomos



TNPT2
Anterior

TNPT3
Anterior

TNPT4
Anterior

TNPT5
Anterior

SINUS RETRACTOR

Retractor de Seno



SGRT

SRM10


SRM15



Available without titanium.
Disponibles sin titanio.

SINUS LIFT INSTRUMENTS

Curetas elevación de seno



IMP1

IMP2

IMP3

IMP4

IMP5


IMP6

OSTEOTOMES

Osteotomos




MANGO
HANDLE



Punta empacador recto

Bone Pushers, Straight




Punta empacador angulada

Bone Pushers, Angled




Punta cónica concava recta

Tapered Concave Tip, Straight




Punta cónica cóncava angulada

Tapered Concave Tip, Angulated




Punta convexa cónica recta

Tapered Convex Tip, Straight




Punta convexa cónica angulada

Tapered Convex Tip, Angulated



SURGICAL CIRUGÍA

43



U.S.A.  DELTA®
DENTAL MASTER PIECE

SURGICAL CIRUGÍA

U.S.A. **DELTA**[®]
DENTAL MASTER PIECE

HENAHAN TISSUE RETRACTOR

Retractor de tejido



TRH1
Henahan



TRH2
Henahan



TRH3
Henahan

CHEEK RETRACTORS

Separador o retractor de mejillas



CRC
Columbia
Shown 50% size



CRMA
Metal / Adult
Shown 50% size



CRM
University
of Minnesota
Shown 50% size



CRM2
Cawood
Minnesota
Shown 50% size

CHEEK RETRACTORS

Separador o retractores de mejilla



SR1
21 cm. / 7.5"
Curved downward
Shown 50% size



SR8
Ramus Retractor
21 cm. / 7.5"
Shown 50% size




SR9
Surgical Retractor
21 cm. / 7.5"
Shown 50% size



CRW2
Welder
cheek and tongue
retractor
Shown 50% size

MOUTH GAGS

Abrebocas



MGA
Mouth Gags Adult
Shown 75% size



MGC
Mouth Gags Child
Shown 75% size

SURGICAL CIRUGÍA

U.S.A. **DELTA**[®]
DENTAL MASTER PIECE

SCALPEL HANDLES Mangos para bisturí

SH3

10-130-03

**SH5**

10-130-05

**SH5A**

10-130-5A


**SH4**

10-100-04




Anesthetic Aspirating Syringe.
Jeringa Aspiradora Anestésica.

SYRINGE
Jeringa

SYRBStainless Steel
Anesthetic Aspirating
Syringe**SYRBA**Stainless Steel
Anesthetic Aspirating
Syringe

PERIOSTEALS

Legras periostótomo



ELEVATORS
Elevadores

For impacted upper third molars.

Para terceros molares superiores impactados.

3.mm

**E6**

Potts

3.mm

**E7**

Potts

3.mm

**E73**

Miller Apexo

3.mm

**E74**

Miller Apexo

3.mm

**E6X**

Potts

3.mm

**E7X**

Potts

T-BAR HANDLES

ELEVATORS Elevadores

Used to loosen the tooth from the periodontal ligament.
Usados para aflojar el diente del ligamento periodontal.

HANDLE OPTIONS

Opción de mangos




501I2

501I

501S

Upper and lower anterior teeth and roots. **HEIDBRINK**
Para dientes anteriores superiores e inferiores y raíces.



E1

Heidbrink

E2

Heidbrink

E40

Heidbrink

E41

Heidbrink



E301

Apexo

E304W

Seldin



E190

E191



E4

Sch
Apexo
meckebler

E5

Apexo
Schmeckebler

E38

Serrated

E39

Serrated

For deep root tips.

Para puntas de raíces profundas

Removal of root fragments.

Para remover fragmentos de raíces.

SURGICAL CIRUGÍA

SELDIN

Upper and lower molar roots.
Raíces molares superiores e inferiores.



E4R

Seldin

E1L

Seldin

E1R


Seldin

E2S

Seldin

E4L

Seldin



E12LX

T-Bar
Handle

E12RX

T-Bar
Handle

ROOT TIP PICKS Puntas para raíces

Delicate instruments for the removal
of root tips in difficult areas.

Instrumentos delicados para remover
puntas de raíces en áreas difíciles.



EHB2

Heldbrink

EHB3

Heldbrink

EHB1

Heldbrink

ROOT TIP PICKS WEST

Puntas west para raices



EW 1

West



EW 2

West



EW 3

West



EW 4

West



EW 5

West




EW 6

West

UPPER MOLAR Molar superior



FX17
1st, 2nd & 3rd
Molars, Right
European Style
Serrated




FX18
1st, 2nd & 3rd
Molars, Left
European Style
Serrated



F16
Cowhorn
1st & 2nd
molars



F23
Cowhorn
1st & 2nd
molars



F222
3rd
Molars



F17C
1st & 2nd
Molars

F40
Lower Primary
Molars

LOWER MOLARS Molares inferiores

EXTRACTION FORCEPS

Forceps de extracción

Used to remove teeth from Alveolar bone.

Usados para remover dientes del hueso Alveolar.

UPPER MOLAR

Molar superior



F10S
1st, 2nd & 3rd
Molars



F18L
Harris
1st & 2nd Molars



F18R
Harris
1st & 2nd Molars



F88L
Nevius
1st & 2nd Molars



F88R
Nevius
1st & 2nd Molars



F210S
3rd Molars



F114
1st, 2nd & 3rd
Molars
European Style
Serrated



F53R
1st & 2nd
Molars



F53L
1st & 2nd
Molars

SURGICAL CIRUGÍA

U.S.A. **DELTA**[®]
DENTAL MASTER PIECE

PEDODONTIC PATTERNS

Forceps pediátricos



F16S
Pedo
Cowhorn
1st & 2nd
Lower Molars

ROOT FORCEPS

Forceps de raíces



F69
Tomes
Upper and Lower
fragment & roots

F65
Upper roots
fragments and
Incisors

F51L
Upper roots
fragments and
Incisors,
European Style
Serrated

F48
Upper roots,
European Style
Serrated

PEDODONTIC PATTERNS

Forceps pediátricos



F151S
Pedo
Cryer Universal
Lower Incisors,
Canines, Premolars
& Roots

F150S
Pedo
Cryer Universal
Upper Incisors,
Canines, Premolars
& Roots

FX13S
Pedo
Lower Premolars
European
Style Serrated

UPPER ANTERIORS AND MOLARS Anteriores superiores y molares



F1
Standard upper
Incisors & canines

FX1
Incisors, canines &
premolars,
European Style
Serrated

UPPER ANTERIORS AND PREMOLARS Anteriores superiores y premolares



F150
Cryer Universal
Upper Incisors,
Canines, Premolars
& Roots

LOWER ANTERIORS AND PREMOLARS Anteriores inferiores y premolares



F151
Cryer Universal
Upper Incisors,
Canines, Premolars
& Roots

F203
Lower Incisors,
Canines, Premolars
& Roots

FX74N
Narrow Beaks -
Serrated,
Lower roots.
European Style

RONGEURS
Pinzas gubia**RBey**

Beyer
Double Action for
easier & quicker
bone contouring.
18 cm. / 7"

**R4**

Cleveland
13.5 cm. / 5 1/4"

**R4A**

Cleveland
16.5 cm. / 6.5"

**RMF90**

Mini Friedman
90°
12.5 cm. / 5"

**RBL45**

Blumenthal
45°
14.5 cm. / 5 3/4"

RONGEURS Pinzas gubia

Used for trimming and recontouring bone and tissue removal.
Usadas para recortar y contornear el hueso y eliminar tejidos.



SURGICAL CIRUGÍA

U.S.A. **DELTA**[®]
DENTAL MASTER PIECE

Trimming Tissue or Cutting Sutures.
Corte de tejido y suturas.

SCISSORS MAXI-SHARP Tijeras MAXI-SHARP

GOLDMAN-FOX



Curved
Curva

SGFTCS
Straight
13 cm. / 5 1/8"
Shown 75% size

SGFTCC
Curved
13 cm. / 5 1/8"
Shown 75% size



IRIS



Curved
Curva

SITCS
Straight
11.5 cm. / 4 1/2"
Shown 75% size

SITCC
Curved
11.5 cm. / 4 1/2"
Shown 75% size

METZENBAUM



Curved
Curva

SMTCS18
Straight
18 cm. / 7"
Shown 50% size

SMTCC18
Curved
18 cm. / 7"
Shown 50% size

MAXI-SHARP scissors feature Tungsten Carbide inserts bonded to surgical stainless steel on both cutting edges for smooth cutting and maximum durability.


Las tijeras **MAXI-SHARP** se caracterizan por tener insertos en Carburo de Tungsteno adherido al acero inoxidable quirúrgico en ambos bordes para un corte suave y máxima duración.

SURGICAL CURETTES

Curetas quirúrgicas

LUCAS SPOON SHAPE

LUCAS forma de cucharilla



CL84

CL85

CL86

CL87

CL88

BONE CHISELS

Cinceles de hueso

GARDNER

Used to shape bone.
Usadas para pulir hueso.



Single Bevel
Filo Sencillo



CG1

Gardner
3 mm.

CG2

Gardner
4 mm.

WAKEFIELD

Used for splitting teeth.
Usadas para partir dientes.



Bi-Bevel
Filo en V



CW2


Wakefield
3 mm.

CW3

Wakefield
4 mm.

MILLER SPOON SHAPE

MILLER forma de cucharilla



CM8

CM10

CM11

CM12


BONE FILES

Limas de hueso

Used for final smoothing of bone.
Usadas para pulido final del hueso.

MALLET

Martillo




MAL2
Mead
18 cm. / 7"
Shown 50% size.



Tapas en madera



Straight-Cut
Corte Recto



BF52

Miller

BF2X

2X Miller

BF3X

3X Miller



Cross-Cut
Corte Cruzado

SCISSORS
Tijeras**WAGNER**Trimming Tissue or Cutting Sutures.
Corte de tejido y suturas.**S5**
Straight
11.5 cm. / 4 1/2"
Shown 75% size**S6**
Curved
11.5 cm. / 4 1/2"
Shown 75% sizeCurved
Curva**CASTROVIEJO****S31S**
Straight
11.5 cm. / 4 1/2"
Shown 75% size**S31C**
Curved
11.5 cm. / 4 1/2"
Shown 75% sizeCurved
Curva**JOSEPH**Curved
Curva**SJS**
Straight
14 cm. / 5 1/2"
Shown 75% size**SJC**
Curved
14 cm. / 5 1/2"
Shown 75% size**GOLDMAN-FOX****SGF16**
Straight
13 cm. / 5 1/8"
Shown 75% size**SGF17**
Curved
13 cm. / 5 1/8"
Shown 75% sizeCurved
Curva



SKS2
Straight
16 cm. / 6 1/4"
Shown 50% size



SKC1
Curved
16 cm. / 6 1/4"
Shown 50% size



Curved
Curva



Curved
Curva



S13
Straight
14.5 cm. / 5 3/4"
Shown 50% size



S14
Curved
14.5 cm. / 5 3/4"
Shown 50% size

CROWN & GOLD



SCGS
Straight
11 cm. / 4 1/2"
Shown 50% size



SCGC
Curved
11 cm. / 4 1/2"
Shown 50% size



Curved
Curva

GENERAL SURGICAL SCISSORS Tijeras de cirugía general



S21
Straight-Sharp
13 cm. / 5 1/8"
Shown 50% size



S22
Straight-Blunt
13 cm. / 5 1/8"
Shown 50% size



S23
Curved-Sharp
13 cm. / 5 1/8"
Shown 50% size



Curved
Curva

BANDAGE SCISSORS



SLB
Lister
14.5 cm. / 5 3/4"
Shown 50% size

SURGICAL CIRUGÍA

U.S.A. **DELTA**[®]
DENTAL MASTER PIECE


NEEDLE HOLDERS MAXI-SHARP

Porta-agujas **MAXI-SHARP**

Used to grasp and guide the needle when suturing.
Usados para agarrar y guiar la aguja en suturas.



CASTROVIEJO



MAXI-SHARP needle holders feature Tungsten Carbide inserts with a ground serrated profile to assure a firm needle grip.
Los porta agujas **MAXI-SHARP** se caracterizan por tener insertos en Carburo de Tungsteno con un perfil dentado en su soporte para

Used to grasp soft tissue flaps during suturing.
Usados para agarrar tejido suave durante la sutura.

TISSUE PLIERS AND FORCEPS Pinzas y forceps para tejido

GERALD



TP15
USADelta
Straight
2x3 Teeth
15 cm. / 6"
Shown 50% size



TP31
Semkin Taylor
Straight
12.5 cm. / 5"
Shown 50% size



SP20



TPG1
Gerald
1x2 Teeth
18 cm. / 7"
Shown 50% size



TPG2
Gerald Plain
18 cm. / 7"
Shown 50% size



TP50
Gerald
1x2 Teeth
14.5 cm. / 5 3/4"
Shown 50% size

RUSSIAN



TPR15
Plain
15 cm. / 6"
Shown 50% size



TPR20
Plain
20 cm. / 8"
Shown 50% size

ADSON



TP41
Plain
11.5 cm. / 4 1/2"
Shown 50% size



TP42
1x2 Teeth
12 cm. / 4 3/4"
Shown 50% size



TP43
Brown
7x7 Teeth
12.5 cm. / 5"
Shown 50% size



TFS
Allison
4x5 Teeth
13 cm. / 5 1/8"
Shown 50% size

HEMOSTATS**Pinzas hemostáticas**

Used as a multipurpose instrument to grasp loose objects, clamp off blood vessels and remove small root tips,
Usados como un instrumento multipropósito para agarrar objetos sueltos, arrancar vasos sanguíneos y remover
puntas de raíces pequeñas.

KELLY RANKIN

HKRS
Straight
16 cm. / 6 1/4"
Shown 50% size



HKRC
Curved
16 cm. / 6 1/4"
Shown 50% size

KOCHER

HKS
Straight
1x2 Teeth
14 cm. / 5 1/2"
Shown 50% size



HKC
Curved
1x2 Teeth
14 cm. / 5 1/2"
Shown 50% size



HBS
Straight
20 cm. / 8"
Shown 50% size



HBC
Curved
20 cm. / 8"
Shown 50% size

HALSTED-MOSQUITO

HM4
Straight
12.5 cm. / 5"
Shown 50% size



HM3
Curved
12.5 cm. / 5"
Shown 50% size

NEEDLE HOLDERS

Porta-agujas




NHCWG
Crile-Wood
Glooved
15 cm. / 6"
Shown 50% size



NHCW
Crile-Wood
Glooved
12 cm. / 4 3/4"
Shown 50% size



NHHB
Hegar
Baumgartner
14 cm. / 5 1/2"
Shown 50% size




NHCM
15 cm. / 6"
Shown 50% size



NHCVS
Straight
14 cm. / 5 1/2"
Shown 50% size



NHCVC
Curved
14 cm. / 5 1/2"
Shown 50% size



NHM
Mathieu
14 cm. / 5 1/2"
Shown 50% size



NHA
Arruga
16 cm. / 6 1/4"
Shown 50% size

HEMOSTAT



TOWEL CLAMPS



METZENBAUM



MAYO



SUTURE SCISSORS Tijeras para sutura



ORTHODONTICS

ORTODONCIA

WIRE FORMING PLIERS

Pinzas para la formación de alambre


WBP106

Round Tips
13 cm. / 5 1/4"

Shown 50% size

Used for shaping crown and bands.
Usados para pulir corona y bandas.

WBP110

How Pliers
14.5 cm. / 5 3/4"

Shown 50% size

Useful for placement and removal of archwires and pins.
Usados para colocar y remover alambres y pines.

WBP111

How Pliers
14.5 cm. / 5 3/4"

Shown 50% size

Similar to the straight HOW pliers except tips are angled at 35° to reach difficult areas.
Parecido a la pinza HOW recta, excepto que la punta tiene 35° de ángulo para

WBP114

Johnson
13.5 cm. / 5 1/8"

Shown 50% size

For contouring bands and crowns.
Para contornear bandas y coronas.

WBP115

Reynolds
13 cm. / 5 1/4"


Shown 50% size

WBP118

Peeso Collar
13 cm. / 5 1/4"

Shown 50% size

Used to shape and fit collars or cap crowns.
Usados para pulir y acomodar collares o parte superior de corona.


WFP133

Schwarz
14 cm. / 5 1/2"

Shown 50% size

Used to bend clasps and wires.
Usados para doblar abrazaderas y alambres.

WFP135

Gordon
15 cm. / 6"

Shown 50% size

WBP136

Goslee
13.5 cm. / 5 1/8"

Shown 50% size

One beak smooth, and one beak serrated. General use plier.
Una punta lisa y una punta dentada. Pinza para uso general.

WBP137

Gordon
Contouring
13.5 cm. / 5 1/8"

Shown 50% size

For general contouring.
Para contorneado general.

WBP139

Bird Beak
13 cm. / 5 1/8"

Shown 50% size

One round cone beak, one pyramid beak for working round wire.
Una punta cónica redonda, una punta pirámide para trabajar alambre redondo.

WBP140

Light Wire
Bird Beak
14 cm. / 5 1/2"

Shown 50% size

Longer taper beaks than the WBP139 for lighter wire.
Puntas más alargadas que el WBP139 para alambre más delgado.

ORTHODONTIC PLIERS Pinzas de ortodoncia



WFP156

Fisher
15.5 cm. / 6 1/4"
Shown 50% size

Flat nose. For general use and ligating.
Punta plana. Para uso general y ligaduras.



WBP160

Universal
15.5 cm. / 6 1/4"
Shown 50% size

For general use.
Para uso general.



WBP201

Mini Three Jaw Pliers
13 cm. / 5 1/4"
Shown 50% size

Three prong plier. Straight alignment tip for delicate consistent bending.
Pinza de tres puntas alineadas en forma recta para un doblaje delicado y



WFP209

Aderer Pliers
14 cm. / 5 1/2"
Shown 50% size

Used to bend and shape lingual bars.
Usados para doblar y pulir las barras linguales.



WFP210

Malottky Pliers.
21.5 cm. / 8 1/2"
Shown 50% size



215



219



WCPTC

Wire Cutter
MAXI-SHARP
15.5 cm. / 6"
Shown 50% size

Used to cut hard wire up to 0.025" / 0.64 mm.
Usados para cortar alambre duro hasta 0.025" / 0.64 mm.



1105

Pin and Ligature Cutter
12 cm. / 4 3/4"
Shown 50% size

Used to cut soft wire pins and ligature wire up to 0.015" / 0.38 mm. MAXI-Usados para cortar pines de alambre suave y ligaduras de alambre hasta 0.015" / 0.38 mm. MAXI-SHARP.



HEAD16

13 cm. / 5 1/8"
Shown 50% size

Universal cut & hold distal end cutter.
Corte universal que además sostiene la punta cortada.



347

Posterior Band Remover
12.5 cm. / 5"
Shown 50% size

Alignment of tip is well for band removing.
La alineación de la punta es ideal para remover bandas.



348

ORTHODONTICS

ORTODONCIA

U.S.A. **DELTA**[®]
DENTAL MASTER PIECE

PLIERS - HEMOSTATS - SCISSORS

Pinzas - hemostáticos - tijeras



SWC

Wire Cutting
Scissors
12 cm. / 4 3/4"

Shown 50% size

With notch for soft wire
cutting.
Con ojal para corte de
alambre suave.



NHMT

Mathieu
MAXI-SHARP
14 cm. / 5 1/2"

Shown 50% size

Used to gripping and twisting
steel ligature wire.
Usados para agarrar y torcer
ligaduras de acero de
alambre.



NHM

Mathieu
14 cm. / 5 1/2"

Shown 50% size

Useful for placement of
elastic auxiliaries.
Usados para colocar elásticos
auxiliares.

Available in **MAXI-SHARP**.
Disponibles en **MAXI-SHARP**.

CROWN & GOLD



SCGS

Straight
11 cm. / 4 1/2"
Shown 50% size

SCGC

Curved
11 cm. / 4 1/2"
Shown 50% size



Curved
Curva

HALSTED-MOSQUITO



HM4

Straight
12.5 cm. / 5"
Shown 50% size



TWLA

Shown 50% size



DBBH

Shown 50% size

HAND INSTRUMENTS

Instrumentos de mano



BP300

Band
Pusher

BPS

Band
Pusher Scaler

BPS5

Dull Scaler
Band Pusher

FE/LD

Fillion Explorer/
Ligature Director

LD1

Ligature
Director

LDBP

Ligature
Director/Band
Pusher

LDBPT


Ligature
Director/Band
Pusher Thin

LDC

Single End
Ligature
Director

HAND INSTRUMENTS

Instrumentos de mano

**LDG2**Double End
Ligature
Director**LDP**Ligature
Director/Plugger**LDS**Straight .020"
Wire Applicator**LDS5**Ligature
Director/Scaler**LDT**Tucker Ligature
Director**LLD.018**Lingual Ligature
Director .018"**LLD.025**Lingual Ligature
Director .025"**LPPK**Large
Plugger/Picker**PLPK**Plugger/
Ligature
Picker

HAND INSTRUMENTS

Instrumentos de mano



SH5/33D
Dull Scaler



SH5D
Dull Scaler



SH5/PK
Scaler/Picker



PK/LD
Picker/Ligature
Director



SPPK
Small Plugger/
Picker



SU15D
Dull Scaler



TK018
Lingual
Torquing Key

ENDODONTICS


ENDODONCIA

FORCEPS - PUNCHES

Forceps - perforadores

RUBBER DAM CLAMP FORCEPS

Forceps sujetador de dique de goma



RDF4
17.5 cm. / 7"
Shown 50% size

RDF
17 cm. / 6 3/4"
Shown 50% size

RUBBER DAM PUNCH

Perforador de dique de goma



RDP
16 cm. / 6 1/4"
Shown 50% size


RDPA
Ainsworth
17 cm. / 6 3/4"
Shown 50% size

POST AND SILVER POINT REMOVAL FORCEPS

Pinzas de raíces y de punto de plata

RUBBER DAM FRAME

Arco de young



RDCF15
150cm/6"

RDCF13
130cm/5"




RFS
Steiglitz
Straight
14 cm. / 5 1/2"
Shown 50% size

RF45
Steiglitz
curved 45°
13.5 cm. / 5 1/4"
Shown 50% size


RUBBER DAM CLAMPS SATIN STAINLESS STEEL
GRAPAS Acero Inoxidable Satinado o Mate



MOLARS GENERAL Molares en General



LOWER MOLARS Molares Inferiores




UPPER MOLARS Molares Superiores



PREMOLARS Premolares



ANTERIOR Anterior



ENDODONTICS

ENDODONCIA

U.S.A. **DELTA**[®]
DENTAL MASTER PIECE

EXPLORERS

Exploradores

To locate orifices.

Para localizar orificios.



EXDG16

EXDG16/23

EXDG16/17

RETRO FILLING PLUGGERS

Empacadores retro



.80mm

1.10mm

PLGRF1

PLGRF2

EXCAVATORS

Excavadores

For removal of dentin.

Para eliminar la dentina.



1.0mm

1.5mm

2.0mm

EXC31L

EXC32L

EXC33L

The measurements that appear above the instruments are 1 mm. from the tip.
Las medidas que aparecen en la parte superior de los instrumentos son a 1 mm. de la punta.

DIGITAL SPREADERS Espaciadores digitales



0.35 mm.
0.30 mm.
0.25 mm.
0.20 mm.

NICKEL TITANIUM ENDODONTIC PLUGGER Plugger Endodontico en Nitinol

1.1 mm. 0.30 mm. 0.40 mm. 0.50 mm.



RCPGL1
Glick
Blade/Plugger

B30NT
0.18 mm.

B40NT
0.18 mm.

B50NT
0.18 mm.

NICKEL TITANIUM ENDODONTIC SPREADERS Espaciador Endodontico en Nitinol

0.25 mm. 0.30 mm. 0.50 mm. 0.20 mm. 0.25 mm.



A25NT
0.18 mm.

A30NT
0.18 mm.

A50NT
0.18 mm.

SMA57NT
0.27 mm.

SGP3NT
0.30 mm.

0.25 mm. 0.40 mm. 0.35 mm. 0.30 mm. 0.20 mm.



SGP1NT
20 mm.

SD11NT
23 mm.

SD11SNT
23 mm.

SD11TNT
22 mm.

SD11TSNT
22 mm.

ANTERIOR

RCP8A

RCP8 $\frac{1}{2}$ A

RCP9A

RCP9 $\frac{1}{2}$ A

RCP10A

RCP10 $\frac{1}{2}$ A

RCP11A

RCP11 $\frac{1}{2}$ A

RCP12A

POSTERIOR

RCP8P

RCP8 $\frac{1}{2}$ P

RCP9P

RCP9 $\frac{1}{2}$ P

RCP10P

RCP10 $\frac{1}{2}$ P

RCP11P

RCP11 $\frac{1}{2}$ P

RCP12P

U.S.A.  DELTA®
DENTAL MASTER PIECE

MICROSURGICAL MIRRORS Espejos de microcirugía



●
2.5mm

●
4.5mm

┃
2x7mm

┃
3x9mm

┃
4x12mm



MMRS



MMR



MML2



MM 1




MM 2



MM 3

APICAL PLUGGERS/BURNISHERS


Empacadores/bruñidores apicales



P-K THOMAS WAXING INSTRUMENTS


P-K Thomas instrumentos para moldear cera

P-K Thomas mango codificado



WAX SPATULA

Espátula para materiales



METAL AND PORCELAIN CALIPER

Calibrador para metal y porcelana



INDICACIONES DE USO

PERIOSTÓTOMOS: Despegar el periostio, sujetando y separando el colgajo de tal manera que el dentista consiga tener un campo visual amplio de trabajo. Dispositivos reutilizables para uso odontológico.

EXPLORADORES Y SONDAS: Explorar o realizar un sondeo de las superficies del diente o sus periferias para establecer un diagnóstico apropiado de la condición de la pieza dental. Dispositivos reutilizables para uso odontológico.

CURETAS DENTALES: Raspaje y alisado radicular. Remoción de tejido dentario infectado con caries. Remoción de sarro o cálculo dental. Remoción de remanentes o tejido que pueda afectar la salud de la pieza dentaria. Dispositivos reutilizables para uso odontológico.

CINCELES: Modelación en regiones anteriores y también para trabajar el hueso. Usualmente se utilizan junto con el martillo para cortes óseos, pero además tienen más usos específicos como cincelar esmalte (Recortador). Dispositivos reutilizables para uso odontológico.

MANIPULACIÓN

Mantener estéril o limpio en bandejas o Cassettes de esterilización o almacenamiento rotulados fuera de alcance de niños o personas no autorizadas para su manipulación.

TRANSPORTES

Se debe realizar en recipientes cerrados, que permita el aislamiento del paquete de factores externos.

ALMACENAMIENTO

Todos los instrumentos de INDECOL S.A.S. se deben almacenar en un lugar protegido, libre de polvo, insectos y roedores, se deben ubicar en estanterías de material no poroso, ni corrosivo. Se recomienda mantener en un ambiente fresco y seco y a temperatura ambiente entre 15 a 35 °C.

LIMPIEZA

Descontaminación / inactivación

No deje que se seque la suciedad en los instrumentos. Coloque el instrumental inmediatamente después de su uso en el paciente, en cualquiera de las siguientes sustancias: Detergentes enzimáticos por ejemplo Cidezyme (1-5 min), Alkacyme (15 min), o Enzidina (10 min) Preste mucha atención a la dosis y al tiempo de exposición.

Desinfección

Se recomienda una desinfección de alto nivel, Desinfectante líquido; Alkacyde - 0.17% de Glutaraldehído (15 min (D) a 60 min (E)), Glutacides (20 min (D) a 10H (E)) o Quiruger (5 a 20 min (D) – 30 min (E))

Se recomienda realizar lavado mecánico cuidadosamente con agua corriente templada, utilice cepillo de cerdas suaves, limpiando adecuadamente toda la superficie del instrumento, luego se realiza lavado con agua y secado con aire comprimido, asegurándose de que no quede ninguna humedad alrededor de la superficie del instrumento.

Recomendaciones para Esterilización

INDECOL S.A.S. no entrega sus productos estériles. Para mayor vida útil del instrumento, inspeccione, limpie y esterilice (en autoclave o calor seco) antes de cada uso. Esterilizar durante 20 minutos a 121°C / 250°F. No esterilice a más de 177°C / 350 °F. Para instrumentos en silicona, no esterilice en calor seco, ni exponga a yodoformos o fenoles.

GARANTÍA

Todos los productos de INDECOL SAS tienen garantía por defectos de fabricación y materiales solo cuando se usen normalmente para los fines previstos. Todo producto entregado por INDECOL S.A.S. se encuentran verificados por procesos internos de control calidad, si el producto es devuelto por encontrarse en estado defectuoso y para efectos de garantía, este será analizado por personal de INDECOL S.A.S. Esta garantía no aplica a condiciones o defectos debidos a: Negligencia, uso inadecuado, o métodos de esterilización incorrectos.

U.S.A. DELTA[®]

DENTAL MASTER PIECE



FLORIDA U.S.A.

Phone: (305) 5571435

E-mail: usadelta@bellsouth.net

COLOMBIA

Carrera 43 A N° 48 C Sur 237

Envigado-Antioquia

P.B.X.: (574) 4483130 - 3331055

E-mail: ventas@usadelta.com

 **312 287 78 99**

 **usadelta**

 **usa.delta**

www.usadelta.com